

# VAN MONSTERNAME TOT RESULTAAT

Hoe gebruik ik PathoSense?



- 1 Bestel een **PathoSense-kit** via de GD webshop:



[PathoSense kit](#)




- 2 Neem het monster en zorg voor een **goede koeling (4°C)**. Het invriezen van monsters wordt niet aanbevolen.

Instructievideo's voor een **juiste monstername** vind je op het PathoSense Youtube kanaal. 



[Instructievideo's  
monstername &  
registratie in app](#)

- 3 Installeer de **PathoSense Vet app** op je smartphone en maak een **account** aan.



- 4 Meld je analyse aan in de app.
- 5 Verstuur je monster naar het laboratorium van GD via de ophaaldienst van de nachtdistributie.
- 6 Via de app kan de **status van de analyses** worden opgevolgd en ontvang je een melding als de resultaten beschikbaar zijn.